

# Modell: Lava Living

Selection Living



- Gestell:** Stahlrohrrahmen
- Unterfederung Sitz:** Stahlwellen - Federn
- Polsterung Rücken und Armteil:** Polyätherschaum
- Sitzkomfort:** PUR-Schaum oder Federkern - preisgleich
- Aufstehhilfe:** Max. Belastbarkeit 130kg
- Kopfteilverstellung:** generell mit manueller Kopfteilverstellung ausgestattet



#### 4 Fußvarianten:



DT 1 Drehteller Metall Edelstahl



DT 2 Drehteller Holz



DT 4 Drehteller Stern Fuß  
Farben: chrom schwarz matt



DT 5 Drehteller Sternfuß  
Farben: chrom hochglanz schwarz matt

**DT 1 Drehteller Edelstahl**  
**DT 2 Drehteller Holz**  
**DT 4 Sternfuß lieferbar in den Farben:**

chrom, schwarz matt

**DT 5 Drehteller Sternfuß Metall gegen Aufpreis:**

chrom hochglanz, schwarz matt

**Lieferbare Beiztonfarben:**

buche erle, nussbaum hell, wenge

**Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:**

Kernbuche, Eiche geölt, Eiche bianco



**Sitzkomfort:** standardmässig: PUR-Schaum  
alternativ: Federkern  
**Bitte immer angeben, ansonsten wird standardmässig PUR-Schaum geliefert!**

**Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1 cm.**

**Kontrastnaht:** nur auf Kundenwunsch!  
Kontrastnaht 1: beige  
Kontrastnaht 2: braun  
Kontrastnähte nur Farbe **beige** oder **braun** bei allen Stoffen und Leder möglich.  
**Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert!**

**Faltenbildung gehört zur legeren Verarbeitung.**

**Ergonomie:** Für jede Körpergröße der passende Sessel.  
Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

**3 Sitzhöhen:** 47 / 49 / 51 cm  
**3 Sitztiefen:** 49 / 51 / 53 cm

#### Ergonomiematrix:

		Sitztiefe		
		49cm	51 cm	53 cm
Sitzhöhe	47 cm	S1	S2	S3
	49 cm	M1	M2	M3
	51 cm	L1	L2	L3

**Standardmässig ist der TV-Sessel mit Funktion manuell mit Gasdruck lieferbar, alle anderen Funktionen gegen Aufpreis möglich.**

Die Piktogramme im Preisblatt sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. Setzen Sie sich bitte bei Unklarheiten mit Ihrem Innen- oder Außendienst in Verbindung.

Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192



**Made in EU**  
QUALITÄT / UMWELTSCHUTZ / ARBEITSBEDINGUNGEN  
nach den Standards der Europäischen Union

## Funktionsbeschreibung:

### Grundversion:

**Funktion manuell mit Gasdruck:** Manuelle Verstellung der Fußstütze. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition. Manuelle Kopfteilverstellung individuell verstellbar durch einen Rastbeschlag.

### Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

- Fußteil-Verlängerung:** Die Fußteil-Verlängerung verlängert die Liegelänge um ca. 4 cm und ist bei allen Ausstattungsvarianten lieferbar. Bei der Funktion 3-motorisch Herz-Waage und 3-motorisch Herz-Waage mit Aufstehhilfe generell inklusive und muss nicht zusätzlich bestellt werden.
- Funktion 2-motorisch:** Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Auch mit Akku lieferbar.
- Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe:** Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe. Auch mit Akku lieferbar.
- Berührungs-Sensoren für Aufstehhilfe:** gegen Aufpreis kann die Aufstehhilfe auch optional über Berührungs-Sensoren, welche im vorderen Griffbereich des Armteils angebracht sind, bedient werden. (Nur in Verbindung mit Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe lieferbar)
- Funktion 3-motorisch Herz-Waage:** Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch die Fußteil-Verlängerung (ca. 4 cm) sowie das mitlaufende Armteil integriert. Auch mit Akku lieferbar.
- Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.
- Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe:** Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer auch die Fußteil-Verlängerung (ca. 4 cm) sowie das mitlaufende Armteil integriert. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe. Auch mit Akku lieferbar.
- Funktion mitlaufendes Armteil:** Optional besteht die Möglichkeit den Sessel mit der Funktion mitlaufendes Armteil auszustatten. Funktionsbeschreibung siehe Seite 3. Bei den Funktionen 3-motorisch Herz-Waage und 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe generell inklusive und muss nicht zusätzlich bestellt werden.

### Motorische Bedienung:

#### Handschalter




## Funktionsbeschreibung/ -darstellung:


### Funktion: manuell mit Gasdruck und mitlaufendem Armteil

Schritt 1: Bedienhebel nach vorne drücken - Schließmechanismus der Fußstütze wird geöffnet

Schritt 2: Durch leichten Körperdruck gegen die Rückenlehne und gleichzeitiges Entlasten der Fußstütze bewegt sich das Fußbrett nach oben zur TV-Position. Gleichzeitig senken sich die Armlehnen in eine bequeme Komfortposition ab.






Durch bewegen des Bedienhebels nach hinten kann der Rücken durch leichten Körperdruck stufenlos bis zur Liegeposition verstellt werden.






### Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktion

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.



				
Typen:	Drehessel manuell mit Gasdruck	Drehessel mit Funktion 2-motorisch	Drehessel mit Funktion 2-motorisch mit Akku	Drehessel mit Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe
Typ-Nr.:	1222	1222_2M	1222_2M.AKKU	1222_2M.ASH
B x H x T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)	77 x 97/110 - 101/114 x 91			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 49 cm	162			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 51 cm	165			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm	167			
Sitztiefe in cm	49 / 51 / 53			
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)	47 / 49 / 51			
Sitzbreite in cm	51			

				
Typen:	Drehessel mit Funktion 2-motorisch mit Aufstehhilfe und Akku	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Akku	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe
Typ-Nr.:	1222_2M.ASH.AKKU	1222_3M.HW	1222_3M.HW.AKKU	1222_3M.HW.ASH
B x H x T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)	77 x 97/110 - 101/114 x 91			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 49 cm	162			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 51 cm	165			
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm	167			
Sitztiefe in cm	49 / 51 / 53			
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)	47 / 49 / 51			
Sitzbreite in cm	51			

	
Typen:	Drehessel mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage, Aufstehhilfe und Akku
Typ-Nr.:	1222_3M.HW.ASH.AKKU
B x H x T in cm (H in Abhängigkeit Sitzhöhe Ergonomie S1 - L3)	77 x 97/110 - 101/114 x 91
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 49 cm	162
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 51 cm	165
Liegelänge in cm - bei Sitztiefe 53 cm	167
Sitztiefe in cm	49 / 51 / 53
Sitzhöhe in cm (Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um ca. 1 cm)	47 / 49 / 51
Sitzbreite in cm	51